



SanyPURPLE

Panni monouso Disinfettanti per Dispositivi Medici 90 o 180 strappi

DISINFEZIONE SUPERFICI 
PER USO PROFESSIONALE

Descrizione

I Panni SanyPURPLE sono salviette disinfettanti per Dispositivi Medici in speciale tessuto tecnico con effetto BATTERICIDA, FUNGHICIDA E VIRUCIDA.

Il loro ideale campo di impegno è la disinfezione di dispositivi medici in Sale Operatorie, Camere Bianche, Studi Dentistici, Studi Medici etc...

I principi disinfettanti contenuti sono ulteriormente potenziati dall'azione "microabrasiva-antigraffio" del panno che contribuisce alla rimozione di sporco e batteri. Il potere assorbente dei panni permette rapide asciugature delle superfici e una ottima capacità di trattenere lo sporco.

La particolare lavorazione del panno e il tipo di impregnazione permettono un infine un rilascio progressivo del panno per una distribuzione ottimale del disinfettante. I panni SanyPURPLE quindi ideali per la pulizia e disinfezione di tutte le superfici negli ambienti sanitari.

Il panno ed il suo disinfettante sono stati analizzati insieme per garantire i risultati di:

TEST	NORMATIVA	T'
BATTERICIDA	UNI EN 13727:2015 - 1276:2009	15 min
FINGHICIDA	UNI EN 13624:2013	15 min
VIRUCIDA	UNI EN 14476:2015	15 min
BATTERI E LIEVITI CON PANNO E AZIONE MECCANICA	UNI EN 16615:2015	15 min

- Modalità d'uso

- Aprire dal centro l'involucro senza toglierlo, sfilare il primo panno dal centro del rotolo, posizionarlo nella fessura dell'apposito barattolo e chiudere il coperchio.

- Prelevare un panno pretagliato per volta e passare sulle superfici per pulire e disinfettare. Le superfici che non vanno a contatto con gli alimenti non necessitano di risciacquo.

Per una corretta disinfezione, quando si rende necessario il risciacquo, attendere 15 minuti di tempo di contatto. Non riutilizzare la salvietta per più disinfezioni.

E' possibile utilizzare i panni SanyPURPLE su vetrate e verticali con l'apposito attrezzo, per velocizzare anche queste operazioni.

Dispositivo
Medico 
1370



Dati Tecnici

Caratteristiche	Metodo di riferimento
Nr. Strappi : 90 (28 x 32cm) o 180 (28x16)	
Gr./Mq: 50 ± 8%	(EN 12127:2000)
Spessore: 0,73 ± 1%	(EN ISO 9073-2 2002)
Capacità assorbimento : 870%	(72/P 04734)
Velocità assorbimento : 1,47 sec.	(89/P 04781/11)
Resistenza a umido T : 43,8 N/5cm	(EN 29073-3:94)
Confezionamento: Imballo in film x singolo rotolo (con dispenser dedicato)	
contenuto: PH: 10 ± 0,5 Profumo: Agrumato alcolico Colore: Rosa/Giallo	
Composizione della sostanza impregnante: 100 g di prodotto contengono: bifetil-2-olo 0,25 g (2,5 g/L); Coformulanti e acqua q.b. (RifraxSan pmc 19435)	

Avvertenze

Leggere la scheda tecnica di sicurezza prima dell'utilizzo;
Prodotto per uso professionale.
Tenere lontano dalla portata dei Bambini

Note

Non riutilizzare / Monouso
Utilizzare solo una volta la stessa salvietta.